

# Kasutusjuhend

## Philips Sonicare ExpertClean 7500 seeria

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

### Oht

Ärge tehke laadijat märjaks. Ärge pange ega hoidke seda vee läheduses, näiteks vett täis vanni, pesukaussi, valamü vms kohal. Ärge kunagi kastke laadijat vette ega mingisse muusse vedelikku. Pärast puhastamist veenduge, et laadija oleks täiesti kuiv enne vooluvõrku ühendamist.

### Hoiatus

Toitejuhe ei ole asendatav. Kui toitejuhe on kahjustatud, kõrvaldage laadija kasutusest. Ohtlike olukordade vältimiseks vahetage laadija alati välja originaali vastu. Ärge kasutage laadijat õues ega kuumade pindade läheduses. Kui seade (harjapea, käepide või laadija) on kahjustatud, lõpetage selle kasutamine. Sellel seadmel pole ühtki hooldatavat osa. Kui seade on kahjustatud, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega (vt ptk „Garantii ja tugi“). Seda seadet tohivad kasutada füüsiliste, vaimsete või meelepuuetega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamiskohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadet järelevalveta puhastada ega hooldada. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

### Ettevaatust

Ärge puhastage harjapead, käepidet ega laadijat nõudepesumasinas. Kui teil on olnud viimase kahe kuu jooksul suuõõne või igemete operatsioon, pidage enne hambaharja kasutamist hambaarstiga nõu. Võtke ühendust oma hambaarstiga, kui teil tekib pärast hambaharja kasutamist liigne verejooks või kui veritsemine jätkub pärast esimest kasutusnädalat. Kui te kogete Philips Sonicare'i kasutamisel valu või ebamugavust, konsulteerige oma hambaarstiga. Philips Sonicare'i hambahari vastab elektromagnetilistele seadmetele kehtestatud ohutusstandarditele. Juhul kui te kasutate südamestimulaatorit või mõnda muud meditsiinilist seadet, võtke enne hambaharja kasutamist ühendust oma arsti või siirdatud seadme tootjaga. Kui teil on meditsiinilisi küsimusi, võtke enne Philips Sonicare'i hambaharja kasutama hakkamist ühendust oma arstiga. See seade on loodud vaid hammaste, igemete ja keele puhastamiseks. Ärge kasutage seda teisteks otstarveteks. Kui kogete valu või ebamugavust, lõpetage seadme kasutamine ning võtke ühendust oma arstiga. Philips Sonicare'i hambahari on personaalne hügieenitarve ega ole mõeldud üldiseks kasutamiseks hambaravikabinetis või -asutuses. Ärge kasutage kõverdunud või paindunud harjastega harjapäid. Vahetage harjapäid iga kolme kuu tagant või varem - pärast seda kui ilmnevad kulumisnähud. Kasutage ainult neid harjapäid, mida tootja soovib. Kui teie hambapasta sisaldab peroksiidi, söögisoodat või bikarbonaati (levinud komponendid valgendavates hambapastades), peske harjapead pärast iga kasutuskorda põhjalikult seebi ja veega. Nii väldite plastikusse võimalike pragude tekkimist.

---

## Kaasasolevad tarvikud

Käepide, 2 x Harjapead: Premium Plaque Defence C3 (Harjapea tugevus: Keskmine), Premium Gum Care G3 (Harjapea tugevus: Pehme), Laadimisalus, Reisivutlar USB laadimispesaga + USB juhe, Laadija ning Seinaadapter.

## Spetsifikatsioon

### Režiimid

Elektrilisel hambaharjal on 3 intensiivsustaset: madal, keskmine ja kõrge. Intensiivsus valitakse kinnitatud harjapea järgi. Intensiivsust saab harjamise ajal režiimi/intensiivsuse nupuga vahetada. Optimaalse tulemuse tagamiseks on soovitatav kasutada automaatselt valitud intensiivsust. Intensiivsust ei saa muuta, kui käepide on välja lülitatud või peatatud.

**Clean:** Igapäevaseks tiptasemel puhastamiseks (Režiim 2 minutit)

**Deep Clean+:** Tagab ergutava sügavpuhastuse (Režiim 3 minutit)

**Gum Health:** Eriline tähelepanu purihammastele (Režiim 2 minutit 40 sekundit)

**White+:** Pinnalt plekkide eemaldamine (Režiim 3 minutit 20 sekundit)

## Harjamisjuhised

- 1 Vajutage harjapea käepidemele, nii et harjased on käepideme esiküljega samas suunas.
- 2 Vajutage harjapea kindla liigutusega metallvarrele, kuni see kinnitub. Märkus. Harjapea ja käepideme vahel olev väike pilu on normaalne.
- 3 Tehke harjased märjaks.
- 4 Kandke harjastele natuke hambapastat.
- 5 Pange hambaharja harjased väikese nurga all (45 kraadi) vastu hambaid ja vajutage harjased kindlalt vastu igemeserva või sellest veidi allapoole. Vibratsiooni muutus (ja väike helimuutus) annab märku, kui harjamissurve on liiga tugev. Märkus. Hoidke harja keskosa kogu aeg vastu hambaid.
- 6 Philips Sonicare'i sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.
- 7 Hoidke harjaseid õrnalt hammastel ja igemepiiril. Harjake hambaid lühikeste tagasi- ja edasiliigutustega, nii et harjased ulatuvad hammaste vahele. Märkus. Harjased peaksid kergelt laiali minema. Ärge hõõruge.
- 8 Esihammade sisekülgede puhastamiseks kallutage harja käepidet pooleldi ülespoole ja tehke igal hambal mitu vertikaalset kattuvat harjamisliigutust.
- 9 Kogu suu ühtlaseks harjamiseks jagage suu taimer funktsiooni abil nelja ossa. Quadpaceri funktsioon edastab pärast 30 sekundit helisignaali.
- 10 Harjake vähemalt 2 minutit, järgides Quadpacerit. Pärast funktsiooni lõppu lülitub hambahari automaatselt välja.

Režiimil White+ jätkab käepide pärast 2-minutilist harjamist veel 80 sekundit, et saaksite hambaid heledamaks muuta ja poleerida. Režiimil Gum Care jätkab käepide pärast 2-minutilist harjamist veel 40 sekundit, et saaksite õrnalt igemeid stimuleerida jamasseerida. Teie Philips Sonicare'i hambahari sobib kasutamiseks: - breketitel (harjapead kuuluvad breketitel kasutamisel kiiremini); - hambaparandustel (plommid, kroonid, laminaadid).

---

## Omadused

### Easy-start

Philips Sonicare'iga harjumiseks suurendab EasyStarti funktsioon järkjärgult esimese 14 harjamise jooksul võimsust. EasyStarti funktsioon töötab kõikidel režiimidel.

### Harjapea väljavahetamise meeldetuletus

Philips Sonicare'il on kasutatud BrushSynci tehnoloogiat, mis jälgib harjapea kulumist. Uue nutika harjapea kinnitamisel vilgub harjapea väljavahetamise meeldetuletuse märgutuli kolm korda roheliselt. See kinnitab, et Philipsi harjapeal on kasutatud BrushSynci tehnoloogiat. Olenevalt harjamissurvest ja kasutusajast jälgib käepide harjapeakulumist ning määrab optimaalse väljavahetamise aja. See funktsioon tagab hammaste parima puhastuse ja hoolduse. Kui harjapea väljavahetamise meeldetuletuse märgutuli süttib kollaselt, tuleb harjapea välja vahetada.

### Surveandur

Philips Sonicare'il on täiustatud andur, mis mõõdab harjamissurvet. Liiga tugeva surve korral annab hambahari kohe märku, kui survet tuleb vähendada. Sellisel juhul muutub vibratsioon ja seega ka harjamise tunne.

### Harjapea režiimi paaristamine

Harjapeas olev RFID-kiip on ühenduses hambaharja käepidemega. Harjapea kinnitamise korral tunneb käepide harjapea automaatselt ära ning valib optimaalse harjamistulemuse tagamiseks õige režiimi ja intensiivsustaseme.

### Quadpacer

Quadpacer on pausidega taimer, mis tuletab lühikese helisignaali ja pausiga meelde, et harjaksite ühtlaselt ja põhjalikult suu erinevaid osi. Olenevalt valitud harjamisrežiimist edastab Quadpacer harjamistsükli ajal eri välpade järel helisignaale.

### Aku olek ja laadimine

- 1 Pange laaduri pistik pistikupessa.
- 2 Pange käepide laadurile.

Kui käepide on õigesti laadurile pandud, kostab 2 lühikest helisignaali. Aku laetustaseme näidu märgutuli vilgub hambaharja laadimise ajal. Kui käepide on laaduril täis laetud, põleb aku märgutuli 30 sekundit roheliselt ja lülitub välja. Märkus. Hambahari on esmakordseks kasutamiseks eellaetud. Pärast esmakordset kasutamist laadige seadet vähemalt 24 tundi.

**Aku seisund** (kui käepide ei ole laaduril) Kui eemaldate Philips Sonicare'i laadurilt, näitab hambaharja alumises osas olev aku märgutuli aku seisundit. - põlev roheline märgutuli: täis aku - vilkuv roheline märgutuli: aku keskmine laetustase - vilkuv kollane märgutuli ja kolm helisignaali: tühi aku - vilkuv kollane märgutuli ja kaks viie helisignaali seeriat: harjamine ei ole võimalik (laadige hambaharja).

## Puhastamine

Märkus. Ärge puhastage harjapead, käepidet ega reisikotti nõudepesumasinas.

### Hambaharja käepide

- 1 Eemaldage harjapea ja loputage metallvõlli sooja veega. Kontrollige, et harjal ei ole hambapasta jääke. Märkus. Ärge vajutage metallvarre kummitihendile teravaesemega, kuna see võib tihendit kahjustada.
- 2 Pühkige kogu käepideme pinda niiske lapiga. Märkus. Ärge kasutage käepideme puhastamiseks isopropüülalkoholi, äädikat ega valgendajat, sest see võib põhjustada värvimuutusi.

### Harjapea

- 1 Loputage harjapead ja harjaseid pärast iga kasutamist.
- 2 Võtke vähemalt kord nädalas harjapea käepideme küljest lahti ja loputage ühenduskohta sooja veega.

### Laadija

- 1 Enne laadija puhastamist võtke laadija seinakontaktist välja.
- 2 Pühkige kogu laadija pind üle niiske lapiga.

## Hoiundamine

Kui te ei kavatse oma Philips Sonicare'i pikemat aega kasutada, eemaldage laadija seinakontaktist, puhastage see ning pange hoiule jahedasse ja kuiva kohta, eemale otsesest päikesevalgusest.

---

## Ühenduvus

Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia: Ühendatud harjamisrakendus; Ühilduvus Androidiga: Androidiga telefonid, Bluetooth 4.0 toega tahvelarvutid; Ühilduvus iOS-iga: iPad 3. gen. või uuem, iPhone 4S või uuem, süsteemiga iOS7 või uuemaga, koos iOS7 operatsioonisüsteemiga.

## Disain ja viimistlus

Värvus: Kuldne ja Must

## Puhastusjõudlus

**Jõudlus:** Eemaldab kuni 10× rohkem kattu\* **Valgemad hambad:** Valgemad hambad vaid ühe päevaga\* **Tagasiside jõulise harjamise kohta:** Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima **Taimer:** BrushPacer ja SmarTimer

## Nutikate anduritega tehnoloogia

**Surveandur:** Annab liiga tugevast harjamisest märku **BrushSynci vahetamise meeldetuletus:** Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada

## Kergesti kasutatav

**Käepideme ühilduvus:** Lihtsa klõpskinnitusega harjapead **Käepide:** Ergonoomiline disain

## Tehnilised andmed

**Aku:** Laetav **Aku tüüp:** Liitiumioon **Kasutamisaeg** (täislaetust kuni tühjani): 14päeva\*\*\*

**Võimsus**

Pinge: 110-220 V

**Hooldus**

Garantii: Kaheaastane piiratud garanti

**Garantii ja tootetugi**

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) või lugege läbi üleilmne garantiileht.

---

**Garantiipiirangud**

Järgnevatele osadele ei kehti rahvusvaheline garantiiaeg: - Harjapead- Tootja poolt mittelubatud asenduosade kasutamisest tingitudkahjustused. - Kahju, mille põhjuseks on seadme väär või halb kasutamine, hooldamata jätmine, kohandamine või lubamatu parandamine. - Normaalne kulumine ja kahjustumine, sealhulgas täkked, kriimud,hõõrdumine, värvimuutused või luitumine.

Spetsifikatsioone võib muuta etteteatamata Kaubamärgid kuuluvadfirmale Koninklijke Philips N.V. võivastavatele omanikele.

© 2021 Firma Koninklijke Philips N.V. Kõik õigused kaitstud

\* \* Võrreldes DiamondCleaniga\* rohkem kui tavaline hambahari\* \*\* Põhineb kahel kaheminutilise igapäevaselharjamisel\* \*\*\* White+ režiimis ja juhtiva brändi valgendavat hambapastat kasutades, võrreldes käsihambaharjaga